





دوربین تحقیقاتی و اسکنر لام

Michrome

20

کیفیتی بی نظیر با قابلیت نمایش
کامل شش‌ان میکروسکوپ



میکرو طب
وارد کننده تجهیزات آزمایشگاهی



www.microteb.com
02166425151

- عکسبرداری، فیلمبرداری، اندازه‌گیری بدون نیاز به کامپیوتر
- قابلیت نصب بر روی انواع میکروسکوپ‌های دو چشمی و سه چشمی
- شمارش اتومات و دستی
- مجهز به نرم افزار افزایش عمق فوکوس
- ترکیب اتوماتیک تصاویر فیلترهای مختلف فلورسنت